

MARQUEUR D'ÉVÉNEMENTS POUR CF3 COMEN

COMEN

Ref. [BCTOCO36](#)

Description

Marqueur d'évènement filaire pour le cardiocographe CF3 et CF3R de Comen

Longueur: 3m

Caractéristiques

Marquage CE	CE1639	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	6945429083880	Code douanier	9018908400
Garantie (mois)	6	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	nc

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

📅 10/06/2026 00:26:11 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.