

BOÎTE ACCOUCHEMENT SIMPLE

Ref. IBO1100



Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

BOÎTE ACCOUCHEMENT SIMPLE

Ref. IBO1100



DESCRIPTION

		Quantité
(AI20103)	Boîte inox, 20 x 10 x 3 cm -IS	1
(IP21418)	Pince Péan Murphy, 18 cm	2
(IP02018)	Pince Kocher, droite, A/G, 18 cm -IS	2
(IC11518)	Ciseaux Mousses, courbes, 18 cm	1
(IC30108)	Clamp Ombilical de Bar, 8 cm	1
(II05200)	Insufflateur Ribemont, sans poire, 10 cm	1
(IA06520)	Aiguille Reverdin, moyenne, 20 cm, courbe	1
(IP44401)	Perce-membrane, 19 cm	1
(IS03402)	Sonde Vésicale, métal, femme, 15 cm	1

CARACTÉRISTIQUES

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code Barre	3661040081588	Code Douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

Mesures

Unité emballée /Largeur (cm)	Na	Unité nue /Largeur (cm)	Na
Unité emballée /Longueur (cm)	Na	Unité nue /Longueur (cm)	Na
Unité emballée /Hauteur (cm)	Na	Unité nue /Hauteur (cm)	Na
Unité emballée /Poids (kg)	0,811	Unité nue /Poids (kg)	Na

Conditions de Stockage Spécifiques

Température mini	Na	Humidité mini	Na
Température maxi	Na	Humidité maxi	Na

Autres Caractéristiques

Unité emballée /Quantité	1
--------------------------	---

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.