

**PLATEFORME DE PESÉE KERN MWA - 300
KG - 2 BARRES + PORTE AFFICHEUR -
CLASSE III MÉDICALE**

Ref. EKMWA03_CIII

KERN



CE
0297

DISPOSITIF MÉDICAL
CLASSE
Im
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
3 ANS
3
3 YEARS
GUARANTEE

11/06/2026 01:11:25 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

PLATEFORME DE PESÉE KERN MWA - 300 KG - 2 BARRES + PORTE AFFICHEUR - CLASSE III MÉDICALE



Ref. EKMWA03_CIII

Plateforme de pesée pour fauteuil roulant avec 2 barrières (1 rabattable) et porte afficheur homologués

Description

- Avec 2 barrières (1 rabattable et porte afficheur et 1 fixe)
- Le grand plateau de pesée en acier est aussi idéal pour peser les patients forts, en surpoids
- Stable et antidérapante grâce à ses pieds en caoutchouc réglables en hauteur
- Fonction Hold : pour les patients agités, la valeur moyenne recherche une valeur de pesée stable et la « gèle »
- Fonction IMC pour le calcul du poids insuffisant/normal/surpoids
- Grand écran LCD avec rétroéclairage, hauteur de chiffres 25 mm
- Graduation 0,1 kg
- Sans roulettes
- Fonctionnement sur piles (6 x 1,5V AA non fournies) ou sur secteur (bloc d'alimentation fourni) ou en option avec le pack batteries rechargeables
- Homologué en classe III
- Homologation médicale selon 93/42/EEC

Caractéristiques techniques :

- Dimensions afficheur :
LxPxH 200x128x55 mm
- Dimensions totales, sans barre de retenue :
LxPxH 1180x1000x1130 mm
- Dimensions surface de pesée : L x P 880 x 840 mm
- Dimensions plateforme de pesée : LxPxH 995 x 945 x 40 mm
- Colonne hauteur : 940 mm
- Longueur de câble afficheur env. 180 cm
- Poids net env. 76 kg

Pour tout appareil de mesure nécessitant une homologation de classe III médicale, les accessoires sont à commander en même temps que celui-ci afin que l'homologation puisse être valide.

PLATEFORME DE PESÉE KERN MWA - 300 KG - 2 BARRES + PORTE AFFICHEUR - CLASSE III MÉDICALE



Ref. EKMWA03_CIII

Caractéristiques

Marquage CE	CE0297	Dispositif Médical	Classe Im (fonction mesurage)
Code barre	3661040173665	Code douanier	84231090
Garantie (mois)	36	Pays	Allemagne
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	100
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	113
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	118
Unité emballée / Poids (kg)	94	Unité nue / Poids (kg)	80
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

📅 11/06/2026 01:11:25 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.