

## BRASSARDS SEULS POUR LIAN (HORS LIAN CLASSIC), TAILLE XXS À XL, SPENGLER

Ref. 334121



CE



### Description

Brassard avec poche simple tubulure 60 cm équipée d'un raccord rapide à vis (embout mâle) pour Lian® NM, Lian® Métal, Lian® Nano, Lian® Scénic, Ergo Sphyg®, Lian® Couleur.  
Lavables à 30-40°.

Existe en taille XXS, XS, S, M, L, XL, en coton ou nylon, rouge, gris, marine, noir ou motifs

11/06/2026 23:18:19 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

# BRASSARDS SEULS POUR LIAN (HORS LIAN CLASSIC), TAILLE XXS À XL, SPENGLER



Ref. 334121

## Caractéristiques

|                 |               |                    |           |
|-----------------|---------------|--------------------|-----------|
| Marquage CE     | CE            | Dispositif Médical | Classe I  |
| Code barre      | 3700446001995 | Code douanier      | 90189010  |
| Garantie (mois) | 6             | Pays               | Indonésie |

### MESURES

|                                |    |                               |      |
|--------------------------------|----|-------------------------------|------|
| Unité emballée / Largeur (cm)  | nc | Unité emballée / Hauteur (cm) | nc   |
| Unité emballée / Longueur (cm) | nc | Unité emballée / Poids (kg)   | 0.11 |

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

|                  |    |                  |    |
|------------------|----|------------------|----|
| Température mini | NA | Température maxi | NA |
| Humidité mini    | NA | Humidité maxi    | NA |

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Unité emballée / Quantité | 1 |
|---------------------------|---|

 11/06/2026 23:18:19 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.