


# STÉTHOSCOPE SPENGLER PULSE SIMPLE PAVILLON

Ref. 507521



CE



📅 12/06/2026 01:26:01 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

# STÉTHOSCOPE SPENGLER PULSE SIMPLE PAVILLON

Ref. 507521



## Le stéthoscope pour la prise de tension au quotidien

### Description

Le stéthoscope PULSE est un instrument pour le diagnostic et la prise de tension au quotidien.

- Simple pavillon en alliage d'aluminium
- Tubulure simple avec conduit haute performance
- Membrane haute résolution en résine époxy
- Lyre en laiton, légère, orientée à l'anatomie auriculaire
- Bague antifroid et embouts auriculaires confortables assortis à la couleur de la tubulure

Disponible en Rouge, Vert Lagon (jusqu'à épuisement de stock), Gris Alizé (jusqu'à épuisement de stock), Noir, Bleu Azur, Marine, Rose Bougainvillier

### Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700446009274	Code douanier	90181990
Garantie (mois)	36		

#### MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.22

#### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

#### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Couleurs	Azur	Unité emballée / Quantité	1
----------	------	---------------------------	---

📅 12/06/2026 01:26:01 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.