

# STÉTHOSCOPE SPENGLER DUAL PULSE II DOUBLE PAVILLON

Ref. 507713



CE



12/06/2026 00:34:10 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

# STÉTHOSCOPE SPENGLER DUAL PULSE II DOUBLE PAVILLON



Ref. 507713

**Le stéthoscope indispensable. Poids minimal, performance maximale.**

## Description

### HAUTE QUALITÉ ACOUSTIQUE

- Tubulure simple avec un conduit haute performance
- Lyres haute résolution
- Membrane haute résolution

### CONFORT

- Bague antifroid
- Embouts auriculaires en silicone
- Nouveau design de lyres plus adapté à l'anatomie
- Pavillon en aluminium pour réduire le poids

### POLYVALENCE

Un pavillon adulte et un pavillon cloche

Disponible en Rose Poudré, Corail, Myrtille ou Carbon

## Caractéristiques

# STÉTHOSCOPE SPENGLER DUAL PULSE II DOUBLE PAVILLON



**Ref. 507713**

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700446029944	Code douanier	9018.90.20.00-9
Garantie (mois)	60		

## MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.226

## CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

## AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Couleurs	Rose Poudré	Unité emballée / Quantité	1
----------	-------------	---------------------------	---

📅 12/06/2026 00:34:10 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.