

# CAPTEUR TOCO FILAIRE ÉTANCHE IP68 POUR CF3 COMEN

# COMEN

Ref. BCTOCO33

Le capteur Toco filaire du cardiographe Comen

## Description

le capteur filaire du cardiographe mesure la contractilité utérine de la future maman.

Il est compatible avec le CF3 de Comen

## Caractéristiques

Marquage CE	CE1639	Dispositif Médical	Classe IIa
Code barre	6945429082487	Code douanier	9018908400
Garantie (mois)	6	Pays	Chine

### MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	nc

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

 14/06/2026 10:46:01 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.