

SONDE FHR SANS FIL POUR CF3R COMEN

Ref. BCTOCO34

COMEN



CE
1639

DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
IIa
MEDICAL DEVICE



14/06/2026 10:46:22 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

SONDE FHR SANS FIL POUR CF3R COMEN

Ref. BCTOCO34

COMEN

La sonde sans fil du cardiocytographe Comen!

Description

La sonde FHR sans fil du cardiocytographe COMEN est compatible avec le modèle CF3R

Elle utilise la technologie piézoélectrique à 12 cristaux, ce qui la rend extrêmement sensible et stable même dans des conditions difficiles.

Elle offre une transmission des données via WIFI jusqu'à 20 mètres pour une parfaite liberté de mouvement entre la salle prénatale et la salle de travail

Waterproof, IP68, elle est adaptée à l'utilisation en milieu aquatique sans compromettre les performances.

9 heures d'autonomie

Caractéristiques

Marquage CE	CE1639	Dispositif Médical	Classe IIa
Code barre	6945429082470	Code douanier	9018908400
Garantie (mois)	6	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	nc

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

📅 14/06/2026 10:46:22 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.