

# CAPTEUR TOCO SANS FIL POUR CF3R COMEN

Ref. BCTOC035

**COMEN**



**CE**  
1639

DISPOSITIF MEDICAL  
CLASSE  
**IIa**  
MEDICAL DEVICE

14/06/2026 12:04:30 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

# CAPTEUR TOCO SANS FIL POUR CF3R COMEN

# COMEN

Ref. BCTOC035

La sonde Toco sans fil du cardiotocographe de Comen

## Description

La sonde Toco sans fil du cardiotocographe Comen permet de mesurer la contractilité utérine de la future maman. Sans fil elle permet une mobilité parfaite de la salle pré-natale à la salle de travail.

## Caractéristiques

Marquage CE	CE1639	Dispositif Médical	Classe IIa
Code barre	6945429082494	Code douanier	9018908400
Garantie (mois)	6	Pays	Chine

### MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	nc

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

 14/06/2026 12:04:30 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.