

## STIMULATEUR FOETAL POUR CF3 COMEN

Ref. BCTOCO37

# COMEN



14/06/2026 11:18:22 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

# STIMULATEUR FOETAL POUR CF3 COMEN

Ref. [BCTOCO37](#)

# COMEN

**Pour stimuler le foetus!**

## Description

Le stimulateur foetal est un appareil qui provoque une stimulation vibro-acoustique mesurant le bien-être foetal.

A l'aide de cet outil on pratique une stimulation de 1 à 2 secondes sur l'abdomen de la mère au niveau de la tête du foetus qui va déclencher un réveil foetal avec accélération du rythme cardiaque. Ce qui se verra sur le tracé. On l'utilise quand le bébé semble en phase de sommeil afin de vérifier que tout va bien.

3 modes de vibration

- Mode rapide: la vibration dure 0.2s avec 1 cycle de 1,4s (fréquence d'environ 0.714Hz)
- Mode lent: la vibration dure 0.8s avec un cycle de 2,0s (Fréquence 0.5Hz)
- Mode manuel: l'appareil effectue 3 cycles de vibration (selon le réglage rapide ou lent) puis s'arrête automatiquement

Il s'utilise recouvert d'une couche de gaze médicale.

Il contient 2 piles AA

## Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	3661041011904	Code douanier	9018908400
Garantie (mois)	36	Pays	Chine

### MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	nc

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

📅 14/06/2026 11:18:22 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.