

SANGLE DE MONITORING RÉUTILISABLE POUR CF3 COMEN

Ref. BCTOCO39

COMEN



 14/06/2026 11:02:54 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

SANGLE DE MONITORING RÉUTILISABLE POUR CF3 COMEN

COMEN

Ref. BCTOCO39

Sangle ou ceinture pour cardiotocographe

Description

La sangle ou ceinture de monitoring s'utilise avec le cardiotocographe CF3 de Comen.

Elle est réutilisable et se désinfecte avec des lingettes. Elle permet de maintenir les sondes FHR et Toco sur l'abdomen de la future maman.

Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	6972176090052	Code douanier	9018908400
Pays	Chine		

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	nc
Unité nue / Poids (kg)	0.18		

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

📅 14/06/2026 11:02:54 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.