

SAC DE TRANSPORT DUNE POUR CARDIOTOLOGRAPHIE CF3

Ref. MDSAC001

De Boissy
— DEPUIS 1982

Dune, le sac utilisable avec le cardiotoctographe à l'intérieur!

Description

Le sac Dune a été conçu pour la mobilité des sage-femmes.

Pensé spécifiquement pour le CF3, ce sac permet de transporter, utiliser et imprimer sans avoir à sortir le cardiotoctographe de son logement.

Dimensions:

largeur:

- bas du sac: 43cm
- haut du sac: 36cm

Hauteur:

- Epaisseur bas: 20cm
- Epaisseur haut: 13cm

Tissu

Cordura beige

renfort fond hypalon 1000DX

Poignée surmoulée

Bandoulière

Dimensions trousse interne: 32 x 20 x 7.5cm

SAC DE TRANSPORT DUNE POUR CARDIOTOLOGAPHE CF3

Ref. MDSAC001



DEPUIS 1982

Caractéristiques

| | | | |
|-------------|---------------|--------------------|----------|
| Marquage CE | AUCUN | Dispositif Médical | Non |
| Code barre | 3661041012086 | Code douanier | 42029900 |
| Pays | France | | |

MESURES

| | | | |
|--------------------------------|-------|-------------------------------|----|
| Unité emballée / Largeur (cm) | 43 | Unité emballée / Hauteur (cm) | 7 |
| Unité emballée / Longueur (cm) | 32 | Unité emballée / Poids (kg) | nc |
| Unité nue / Poids (kg) | 1.285 | | |

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

| | | | |
|------------------|----|------------------|----|
| Température mini | NA | Température maxi | NA |
| Humidité mini | NA | Humidité maxi | NA |

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

 14/06/2026 12:22:54 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.