


PAPIER POUR CARDIOTOCCO CF3 COMEN

Ref. BCTOCO41A

COMEN



16/06/2026 02:26:46 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

PAPIER POUR CARDIOTOCO CF3 COMEN

Ref. BCTOCO41A

COMEN

Papier en Z

Description

Le papier pour cardiocographe CF3 et CF3R est en liasse pliée en Z

- Dimensions : 150mmX100mm,
- 30-240FHR

3 liasses dans le pack

Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	3661041011911	Code douanier	4811900090
Garantie (mois)	36	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	nc

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

📅 16/06/2026 02:26:46 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.