

**LAME MACINTOSH DE LARYNGOSCOPE
LUXAMED®, F.O. INTÉGRÉE**

LUXAMED®

Ref. E1.413.012



CE



17/06/2026 00:49:57 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

LAME MACINTOSH DE LARYNGOSCOPE LUXAMED®, F.O. INTÉGRÉE

LUXAMED®

Ref. E1.413.012

Lames MACINTOSH de laryngoscope LUXAMED avec fibre optique intégrée.

Description

Disponible en taille :

0 : E1.410.012

1 : E1.411.012

2 : E1.412.012

3 : E1.413.012

4 : E1.414.012

5 : E1.415.012

Caractéristiques

| | | | |
|-----------------|----------------|--------------------|-----------|
| Marquage CE | CE | Dispositif Médical | Classe I |
| Code barre | 04260381960522 | Code douanier | 90189084 |
| Garantie (mois) | 24 | Pays | Allemagne |

MESURES

| | | | |
|--------------------------------|----|-------------------------------|----|
| Unité emballée / Largeur (cm) | nc | Unité emballée / Hauteur (cm) | nc |
| Unité emballée / Longueur (cm) | nc | Unité emballée / Poids (kg) | nc |

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

| | | | |
|------------------|----|------------------|----|
| Température mini | 5 | Température maxi | 40 |
| Humidité mini | 10 | Humidité maxi | 90 |

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

| | |
|--------|----------|
| Taille | Taille 3 |
|--------|----------|

 17/06/2026 00:49:57 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.