

**PORTE-PINCE À SERVIR, DIA. 50 MM,
HAUTEUR 200 MM**

Ref. AI11623



19/06/2026 00:29:20 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

**PORTE-PINCE À SERVIR, DIA. 50 MM,
HAUTEUR 200 MM****Ref. AI11623****Caractéristiques**

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	08961104740860	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	12	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	10	Unité nue / Largeur (cm)	5
Unité emballée / Hauteur (cm)	11	Unité nue / Hauteur (cm)	20
Unité emballée / Longueur (cm)	21	Unité nue / Longueur (cm)	20
Unité emballée / Poids (kg)	0.213	Unité nue / Poids (kg)	0.213

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---