

**PORTE-PINCE À SERVIR, DIA. 50 MM,  
HAUTEUR 200 MM, AVEC COUVERCLE**

Ref. AI11723



19/06/2026 02:46:27 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

# **PORTE-PINCE À SERVIR, DIA. 50 MM, HAUTEUR 200 MM, AVEC COUVERCLE**

**Ref. AI11723**



## **Caractéristiques**

|                 |                |                    |          |
|-----------------|----------------|--------------------|----------|
| Marquage CE     | CE             | Dispositif Médical | Classe I |
| Code barre      | 08961104740891 | Code douanier      | 90189084 |
| Garantie (mois) | 12             | Pays               | Pakistan |

### **MESURES**

|                                |       |                           |       |
|--------------------------------|-------|---------------------------|-------|
| Unité emballée / Largeur (cm)  | 11    | Unité nue / Largeur (cm)  | 5     |
| Unité emballée / Hauteur (cm)  | 11    | Unité nue / Hauteur (cm)  | 20    |
| Unité emballée / Longueur (cm) | 24    | Unité nue / Longueur (cm) | 20    |
| Unité emballée / Poids (kg)    | 0.222 | Unité nue / Poids (kg)    | 0.222 |

### **CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES**

|                  |    |                  |    |
|------------------|----|------------------|----|
| Température mini | NA | Température maxi | NA |
| Humidité mini    | NA | Humidité maxi    | NA |

### **AUTRES CARACTÉRISTIQUES**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Unité emballée / Quantité | 1 |
|---------------------------|---|