

## HARICOT INOX, 25 X 13,5 X 4 CM

Ref. AI12544



19/06/2026 01:33:49 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

## HARICOT INOX, 25 X 13,5 X 4 CM

Ref. [AI12544](#)



**Idéal pour ranger des instruments ou poser temporairement des déchets médicaux**

### Description

- Décontamination avec détergent et désinfectant
- Stérilisable à l'autoclave (134°-18 minutes)
- Dans l'onglet « DOCUMENTS JOINTS », vous pouvez télécharger la notice de « Nettoyage et stérilisation »
- Référence 100% IN-STORE : cette référence d'instrumentation de service est garantie disponible immédiatement
- Existe en différentes dimensions

### Caractéristiques

|                 |                |                    |          |
|-----------------|----------------|--------------------|----------|
| Marquage CE     | CE             | Dispositif Médical | Classe I |
| Code barre      | 08961104739741 | Code douanier      | 90189084 |
| Garantie (mois) | 12             | Pays               | Pakistan |

#### MESURES

|                                |       |                           |       |
|--------------------------------|-------|---------------------------|-------|
| Unité emballée / Largeur (cm)  | 16    | Unité nue / Largeur (cm)  | 13.5  |
| Unité emballée / Hauteur (cm)  | 10    | Unité nue / Hauteur (cm)  | 4     |
| Unité emballée / Longueur (cm) | 28    | Unité nue / Longueur (cm) | 25    |
| Unité emballée / Poids (kg)    | 0.187 | Unité nue / Poids (kg)    | 0.187 |

#### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

|                  |    |                  |    |
|------------------|----|------------------|----|
| Température mini | NA | Température maxi | NA |
| Humidité mini    | NA | Humidité maxi    | NA |

#### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Unité emballée / Quantité | 1 |
|---------------------------|---|