

**BOÎTE INOX, 20 X 10 X 3 CM - PERFORÉE
DESSUS/DESSOUS**

Ref. AI20103P



19/06/2026 07:32:41 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

**BOÎTE INOX, 20 X 10 X 3 CM - PERFORÉE
DESSUS/DESSOUS****Ref. AI20103P****Caractéristiques**

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	08961104749375	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	12	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	13	Unité nue / Largeur (cm)	13.6
Unité emballée / Hauteur (cm)	5	Unité nue / Hauteur (cm)	5.5
Unité emballée / Longueur (cm)	28	Unité nue / Longueur (cm)	28
Unité emballée / Poids (kg)	0.325	Unité nue / Poids (kg)	0.325

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---