

BOÎTE INOX, 35 X 18 X 8 CM- PERFORÉE DESSUS/DESSOUS

Ref. AI35188P



BOÎTE INOX, 35 X 18 X 8 CM- PERFORÉE DESSUS/DESSOUS

Ref. AI35188P



Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	08961104740211	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	12	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	19	Unité nue / Largeur (cm)	18
Unité emballée / Hauteur (cm)	9	Unité nue / Hauteur (cm)	8
Unité emballée / Longueur (cm)	38	Unité nue / Longueur (cm)	36
Unité emballée / Poids (kg)	1.142	Unité nue / Poids (kg)	1.142

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---