

**BOÎTE INOX, 40 X 20 X 9 CM - PERFORÉE
DESSUS/DESSOUS**

Ref. AI40209P



19/06/2026 06:41:37 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

**BOÎTE INOX, 40 X 20 X 9 CM - PERFORÉE
DESSUS/DESSOUS****Ref. AI40209P****Caractéristiques**

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	08961104740228	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	12	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	21	Unité emballée / Hauteur (cm)	11
Unité emballée / Longueur (cm)	43	Unité emballée / Poids (kg)	1.51
Unité nue / Poids (kg)	1.4		

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---