

PINCE FOERSTER, STRIÉE, 24 CM, DROITE

Ref. IP43424



CE

DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
I
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
2 ANS
2
2 YEARS
GUARANTEE

STAINLESS
INOX
STEEL

20/06/2026 00:57:09 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

PINCE FOERSTER, STRIÉE, 24 CM, DROITE

Ref. [IP43424](#)



Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	08961104720138	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	24
Unité emballée / Poids (kg)	0.078	Unité nue / Poids (kg)	0.077

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

📅 20/06/2026 00:57:09 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.