

HYSTÉROMÈTRE SIMS, MALLÉABLE, 33 CM

Ref. IB08601



Description

Diamètre 3.8mm

19/06/2026 09:13:36 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

HYSTÉROMÈTRE SIMS, MALLÉABLE, 33 CM**Ref. IB08601****Caractéristiques**

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	08961104736993	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	1.7
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	0.2
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	33
Unité emballée / Poids (kg)	0.056	Unité nue / Poids (kg)	0.056

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---