

BOÎTE À COMPRESSES

Ref. IBOI001



Description

18/06/2026 23:48:03 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

BOÎTE À COMPRESSESRef. **IBOI001****Caractéristiques**

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	08961104745261	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	9.5
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	5
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	19.2
Unité emballée / Poids (kg)	0.4	Unité nue / Poids (kg)	0.4

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---