

## BOÎTE À PÉRINÉE

Ref. IBOI106



### Description

### Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	08961104746947	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

#### MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	1
Unité nue / Poids (kg)	1		

#### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

#### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1		
---------------------------	---	--	--

 19/06/2026 00:39:47 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.