

BOÎTE CURETAGE ET ASPIRATION IVG

Ref. IBO111



19/06/2026 00:41:40 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

BOÎTE CURETAGE ET ASPIRATION IVG

Ref. IBOI111



Description

Cette boîte contient :

- Hystéromètre Valleix, avec curseur, 33 cm
- Curette Utérine Gourdet, 25 cm x 12 mm
- Curette Utérine Simon, 25 cm x 6 mm
- Curette Utérine Sims, tranchante, 25 cm x 6 mm
- Curette Utérine Sims, tranchante, 25 cm x 10 mm
- Curette Utérine Wallich, 35 cm x 14 mm
- Curette à Aspiration, pour curetage, avec raccord, 8 mm
- Curette à Aspiration, pour curetage, avec raccord, 10 mm
- Curette à Aspiration, pour curetage, avec raccord, 14 mm
- Boîte inox, 50 x 20 x 12 cm (AI50201)
- Pince à Pansements, Longuette, droite, 24 cm
- Pince Museux, droite, 24 cm, 7 x 5 mm
- Pince Pozzi, droite, 24 cm
- Pince Foerster, striée, 24 cm, droite
- Bougie Hégar, double, inox, 20 cm, série de 8 pièces: n°3/4 à n°17/18
- Spéculum Vaginal Collin, 35 mm, long 110 mm
- Valve Doyen vaginale, 90 mm x 45 mm
- Valve Doyen vaginale, 120 mm x 45 mm
- Valve Auvard, à poids fixe 1100 gr
- Curette à Aspiration, pour curetage, avec raccord, 6 mm
- Curette à Aspiration, pour curetage, avec raccord, 12 mm

 19/06/2026 00:41:40 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

BOÎTE CURETAGE ET ASPIRATION IVG

Ref. IBOI111



Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	08961104747166	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	6.438

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

 19/06/2026 00:41:40 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.