

BOÎTE À CYSTECTOMIE

Ref. IBOI144



19/06/2026 04:08:55 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

BOÎTE À CYSTECTOMIE

Ref. IBO144



Description

Cette boîte contient :

- Aiguille Reverdin, moyenne, 20 cm, courbe
- *Costotome, 20 cm, type Doyen
- Manche Bistouri n°4, Long -IS
- Ecarteur Gosset, adulte, 3 valves
- Hystérolabe Dartigues, 25 cm
- Boîte inox, 40 x 20 x 9 cm
- Lame malléable, 33 cm 50 x 25 mm
- Pince Rochester-Péan - Kocher, S/G, courbe, 20 cm, Holtex
- Pince à Champs Backhaus, 14 cm
- Pince Jean-Louis Faure, courbe, A/G, 22 cm
- Aiguille Reverdin, moyenne, 20 cm, très courbe
- Pince Guyon, 23 cm
- *Pince Wertheim-Cullen, à pédicule, 22 cm
- Rugine Farabeuf, droite, 15 cm x 8 mm
- Rugine Farabeuf, courbe, 15 cm x 8 mm
- Valve Kelly, 23 cm

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	08961104747609	Code douanier	90189090
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	4.033

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

19/06/2026 04:08:55 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.