

BOÎTE POUR SINUS

Ref. IBOI367



19/06/2026 02:32:17 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

BOÎTE POUR SINUS

Ref. IBOI367



Description

Cette boîte contient :

- Boîte inox, 25 x 10 x 5 cm-IS
- Curette à Os de Volkmann, 17 cm, dia. 2 mm
- Curette à Os de Volkmann, 17 cm, dia. 4 mm
- Ecarteur Farabeuf, 12 cm x 12 mm, la paire -IS
- Maillet Doyen, 21 cm, 200 g, 1 tête, inox
- Pince Kocher, droite, A/G, 16 cm -IS, Holtex
- Pince Nasale de Luc, pleine, 19 cm, moyen modèle
- Pince Nasale Tilley-Lubet Barbon, 16 cm, mors striés
- Pince Emporte-pièces Citelli, pour otologie
- Pince Gouge Luer, simple articulation, droite, 17 cm, mors 8 mm
- Rugine Farabeuf, droite, 15 cm x 6 mm
- *Spéculum Killian, sans vis de blocage nasal, 50 mm

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	08961104748408	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	1.721

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

📅 19/06/2026 02:32:17 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.