

# BOÎTE DÉCOLLEMENT DE RÉTINE

Ref. IBOI407



## Description

## Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	08961104748651	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

### MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.6
Unité nue / Poids (kg)	0.6		

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1		
---------------------------	---	--	--

 18/06/2026 22:41:18 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.