

## CLAMP AORTIQUE DE HOPKINS

Ref. IC30200



CE



19/06/2026 09:26:42 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

## CLAMP AORTIQUE DE HOPKINS

Ref. IC30200



### Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	08961104718173	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

#### MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	5	Unité nue / Largeur (cm)	5.5
Unité emballée / Hauteur (cm)	2	Unité nue / Hauteur (cm)	2.7
Unité emballée / Longueur (cm)	25	Unité nue / Longueur (cm)	25.5
Unité emballée / Poids (kg)	0.122	Unité nue / Poids (kg)	0.122

#### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

#### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

📅 19/06/2026 09:26:42 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.