

CRANIOTOME DE DAHLGREN, 20 CM

Ref. IC35400



Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe Ir
Code barre	08961104726048	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	14.7
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	2
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	21
Unité emballée / Poids (kg)	0.348	Unité nue / Poids (kg)	0.348
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

 19/06/2026 00:50:12 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.