

**CANULE TRACHÉALE DE JACKSON, 3  
PIÈCES, N°3, DIA. 7 MM****Ref. IC42303****Caractéristiques**

|                 |                |                    |           |
|-----------------|----------------|--------------------|-----------|
| Marquage CE     | CE             | Dispositif Médical | Classe I  |
| Code barre      | 08961104730991 | Code douanier      | 9018.9090 |
| Garantie (mois) | 24             | Pays               | Pakistan  |

**MESURES**

|                                |       |                           |       |
|--------------------------------|-------|---------------------------|-------|
| Unité emballée / Largeur (cm)  | nc    | Unité nue / Largeur (cm)  | 5.4   |
| Unité emballée / Hauteur (cm)  | nc    | Unité nue / Hauteur (cm)  | 3     |
| Unité emballée / Longueur (cm) | nc    | Unité nue / Longueur (cm) | 8.2   |
| Unité emballée / Poids (kg)    | 0.028 | Unité nue / Poids (kg)    | 0.028 |

**CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES**

|                  |    |                  |    |
|------------------|----|------------------|----|
| Température mini | NA | Température maxi | NA |
| Humidité mini    | NA | Humidité maxi    | NA |

**AUTRES CARACTÉRISTIQUES**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Unité emballée / Quantité | 1 |
|---------------------------|---|