

CANULE ADSON, 4 MM X 20 CM

Ref. IC45104



19/06/2026 09:15:23 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

CANULE ADSON, 4 MM X 20 CMRef. IC45104**Caractéristiques**

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe Ir
Code barre	08961104725607	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	1.6
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	0.7
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	20.1
Unité emballée / Poids (kg)	0.027	Unité nue / Poids (kg)	0.027

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---