

**CURETTE À ASPIRATION, POUR
CURETAGE, AVEC RACCORD, 10 MM****Ref. IC58610****Caractéristiques**

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe Ir
Code barre	08961104737631	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	6.1
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	2
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	33.3
Unité emballée / Poids (kg)	0.185	Unité nue / Poids (kg)	0.185

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---