

# CURETTE PÉDICURIE BESNIER-LUPUS, FENÊTRÉE, 3 MM

Ref. IC64003



CE



19/06/2026 01:46:04 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

# CURETTE PÉDICURIE BESNIER-LUPUS, FENÊTRÉE, 3 MM

Ref. IC64003



Pour les petites interventions de pédicure

## Description

- Curettes fenêtrées
- 6 tailles disponibles, nous consulter

Les instruments Holtex sont tous fabriqués en acier inoxydable de première qualité (AISI 304, 410, 420 et 420A, selon le type d'instrument) afin de garantir une bonne tenue dans le temps et une parfaite résistance aux corrosions.

Les aciers entrent en contact avec les tissus humains, ils doivent donc se conformer aux normes internationales et à la réglementation en vigueur.

Holtex vous garantit des dispositifs médicaux conformes au règlement EU 2017/745 et à l'ISO 13485.

## Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	08961104725904	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

### MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	0.7
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	0.3
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	13.5
Unité emballée / Poids (kg)	0.018	Unité nue / Poids (kg)	0.017

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

 19/06/2026 01:46:04 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.