

OUVRE-BOUCHE DE DOYEN, ENFANT

Ref. ID03600



OUVRE-BOUCHE DE DOYEN, ENFANT

Ref. ID03600



Description

Ouvre-bouche enfant Doyen en acier inoxydable de longueur totale 12 cm (Crochets : 45 mm - Extrémités : 21 mm).

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	08961104730663	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	6.3
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	3
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	12
Unité emballée / Poids (kg)	0.081	Unité nue / Poids (kg)	0.081

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---