

OUVRE-BOUCHE DE DOYEN, ADULTE

Ref. ID03602



OUVRE-BOUCHE DE DOYEN, ADULTE

Ref. ID03602



Description

Ouvre-bouche Doyen en acier inoxydable destiné aux adultes. Longueur totale 13.5 cm (Crochets : 60 mm - Extrémités : 2 mm).

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	08961104730670	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	8
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	3.5
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	14.3
Unité emballée / Poids (kg)	0.121	Unité nue / Poids (kg)	0.121

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---