

INSTRUMENT À DÉTARTRER, N°33

Ref. IDINDE33



Caractéristiques

| | | | |
|---|----------------|---------------------------|-----------|
| Marquage CE | CE | Dispositif Médical | Classe Ir |
| Code barre | 08961104738355 | Code douanier | 90189084 |
| Garantie (mois) | 24 | Pays | Chine |
| MESURES | | | |
| Unité emballée / Largeur (cm) | nc | Unité nue / Largeur (cm) | 0.7 |
| Unité emballée / Hauteur (cm) | nc | Unité nue / Hauteur (cm) | 0.7 |
| Unité emballée / Longueur (cm) | 15 | Unité nue / Longueur (cm) | 15.7 |
| Unité emballée / Poids (kg) | 0.027 | Unité nue / Poids (kg) | 0.027 |
| CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES | | | |
| Température mini | NA | Température maxi | NA |
| Humidité mini | NA | Humidité maxi | NA |
| AUTRES CARACTÉRISTIQUES | | | |
| Unité emballée / Quantité | 1 | | |

📅 19/06/2026 01:48:30 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.