

PINCE POUR PAPIER À ARTICULER MILLER, 19 CM

Ref. IDPIMIL1



Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe Ir
Code barre	08961104714861	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	5	Unité nue / Largeur (cm)	5.5
Unité emballée / Hauteur (cm)	1	Unité nue / Hauteur (cm)	1
Unité emballée / Longueur (cm)	15	Unité nue / Longueur (cm)	15.5
Unité emballée / Poids (kg)	0.031	Unité nue / Poids (kg)	0.031

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

 19/06/2026 09:16:24 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.