

SYNDESMOTOME CHOMPRET, FAUCILLE

Ref. IDSYNDF3



Caractéristiques

| | | | |
|-----------------|----------------|--------------------|-----------|
| Marquage CE | CE | Dispositif Médical | Classe Ir |
| Code barre | 08961104719958 | Code douanier | 90189084 |
| Garantie (mois) | 24 | Pays | Pakistan |

MESURES

| | | | |
|--------------------------------|-------|---------------------------|-------|
| Unité emballée / Largeur (cm) | nc | Unité nue / Largeur (cm) | 1.4 |
| Unité emballée / Hauteur (cm) | nc | Unité nue / Hauteur (cm) | 0.8 |
| Unité emballée / Longueur (cm) | nc | Unité nue / Longueur (cm) | 15.6 |
| Unité emballée / Poids (kg) | 0.032 | Unité nue / Poids (kg) | 0.032 |

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

| | | | |
|------------------|----|------------------|----|
| Température mini | NA | Température maxi | NA |
| Humidité mini | NA | Humidité maxi | NA |

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---------------------------|---|
| Unité emballée / Quantité | 1 |
|---------------------------|---|

18/06/2026 22:56:05 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.