

**ECARTEUR À PLÂTRE HENNING, 28 CM,
MORS DE 3 CM**

Ref. IE01603



CE

DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
I
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
2 ANS
2
2 YEARS
GUARANTEE

STAINLESS
INOX
STEEL

19/06/2026 01:07:21 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

ECARTEUR À PLÂTRE HENNING, 28 CM, MORS DE 3 CM

Ref. [IE01603](#)



Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	08961104723535	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	3.9
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	3
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	27.5
Unité emballée / Poids (kg)	0.308	Unité nue / Poids (kg)	0.308

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

📅 19/06/2026 01:07:21 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.