

**ECARTEUR À PLÂTRE HENNING, 28 CM,  
MORS DE 5 CM**

Ref. IE01605



CE



19/06/2026 05:27:30 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

# ECARTEUR À PLÂTRE HENNING, 28 CM, MORS DE 5 CM

Ref. IE01605



## Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	08961104723542	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

### MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	8.1
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	5
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	25
Unité emballée / Poids (kg)	0.443	Unité nue / Poids (kg)	0.443

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

 19/06/2026 05:27:30 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.