

## ECARTEUR LOVE, LARGEUR 7 MM, DROIT

Ref. IE05400



### Caractéristiques

|                                           |                |                           |           |
|-------------------------------------------|----------------|---------------------------|-----------|
| Marquage CE                               | CE             | Dispositif Médical        | Classe Ir |
| Code barre                                | 08961104721876 | Code douanier             | 90189084  |
| Garantie (mois)                           | 24             | Pays                      | Pakistan  |
| <b>MESURES</b>                            |                |                           |           |
| Unité emballée / Largeur (cm)             | nc             | Unité nue / Largeur (cm)  | 0.9       |
| Unité emballée / Hauteur (cm)             | nc             | Unité nue / Hauteur (cm)  | 0.5       |
| Unité emballée / Longueur (cm)            | nc             | Unité nue / Longueur (cm) | 19.1      |
| Unité emballée / Poids (kg)               | 0.025          | Unité nue / Poids (kg)    | 0.025     |
| <b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES</b> |                |                           |           |
| Température mini                          | NA             | Température maxi          | NA        |
| Humidité mini                             | NA             | Humidité maxi             | NA        |
| <b>AUTRES CARACTÉRISTIQUES</b>            |                |                           |           |
| Unité emballée / Quantité                 | 1              |                           |           |

19/06/2026 01:01:35 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.