

**ECARTEUR D'OLLIER, 23 CM X 3,5 CM****Ref. IE25535****Caractéristiques**

|                 |                |                    |          |
|-----------------|----------------|--------------------|----------|
| Marquage CE     | CE             | Dispositif Médical | Classe I |
| Code barre      | 08961104721593 | Code douanier      | 90189084 |
| Garantie (mois) | 24             | Pays               | Pakistan |

**MESURES**

|                                |      |                           |       |
|--------------------------------|------|---------------------------|-------|
| Unité emballée / Largeur (cm)  | nc   | Unité nue / Largeur (cm)  | 6     |
| Unité emballée / Hauteur (cm)  | nc   | Unité nue / Hauteur (cm)  | 3.7   |
| Unité emballée / Longueur (cm) | nc   | Unité nue / Longueur (cm) | 25.5  |
| Unité emballée / Poids (kg)    | 0.17 | Unité nue / Poids (kg)    | 0.142 |

**CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES**

|                  |    |                  |    |
|------------------|----|------------------|----|
| Température mini | NA | Température maxi | NA |
| Humidité mini    | NA | Humidité maxi    | NA |

**AUTRES CARACTÉRISTIQUES**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Unité emballée / Quantité | 1 |
|---------------------------|---|