

ECARTEUR ROUX, SET DE 3Ref. IE27300**Caractéristiques**

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	08961104721647	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	4.5
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	3.5
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	16.5
Unité emballée / Poids (kg)	0.275	Unité nue / Poids (kg)	0.275

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---