

ECARTEUR YASARGIL/LEYLA, AUTOFIXANT AU CRÂNE

Ref. IE32200



19/06/2026 00:18:53 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

ECARTEUR YASARGIL/LEYLA, AUTOFIXANT AU CRÂNE

Ref. IE32200



Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	08961104726222	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.45

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---