

ENUCLÉATEUR À HYPOPHYSE DE HARDY, MOUSSE À DROITE



Ref. IE32300

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	08961104726055	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	2	Unité nue / Largeur (cm)	2
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	0.7
Unité emballée / Longueur (cm)	24	Unité nue / Longueur (cm)	24.3
Unité emballée / Poids (kg)	0.033	Unité nue / Poids (kg)	0.033
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

 19/06/2026 07:11:27 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.