

**GOUGE TRCHANTE, POUR PÉDICURIE, 3
MM X 14 CM**

Ref. IG18030



GOUGE TRCHANTE, POUR PÉDICURIE, 3 MM X 14 CM

Ref. IG18030



Description

Gouges tranchantes

8 tailles disponibles, nous consulter

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	08961104733428	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	0.9
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	0.5
Unité emballée / Longueur (cm)	14	Unité nue / Longueur (cm)	14.5
Unité emballée / Poids (kg)	0.019	Unité nue / Poids (kg)	0.019

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---