

**LEVIER À OS LANGE HOHMANN, 27 CM, 40
MM X 10 MM****Ref. IL11810****Caractéristiques**

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	08961104735156	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	3	Unité nue / Largeur (cm)	3.1
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	0.4
Unité emballée / Longueur (cm)	27	Unité nue / Longueur (cm)	27.6
Unité emballée / Poids (kg)	0.1	Unité nue / Poids (kg)	0.097

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---