

LEVIER À OS DE MINI-HOHMANN, 17 CM, 17 MM

Ref. IL11817



Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	08961104735255	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	2	Unité nue / Largeur (cm)	2
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	0.7
Unité emballée / Longueur (cm)	17	Unité nue / Longueur (cm)	17
Unité emballée / Poids (kg)	0.097	Unité nue / Poids (kg)	0.097

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---