

LEVIER À OS MURPHY, 24 CM

Ref. IL11824



Caractéristiques

| | | | |
|---|----------------|---------------------------|-----------|
| Marquage CE | CE | Dispositif Médical | Classe Ir |
| Code barre | 08961104735323 | Code douanier | 90189084 |
| Garantie (mois) | 24 | Pays | Pakistan |
| MESURES | | | |
| Unité emballée / Largeur (cm) | 2 | Unité nue / Largeur (cm) | 2.8 |
| Unité emballée / Hauteur (cm) | 1 | Unité nue / Hauteur (cm) | 1.3 |
| Unité emballée / Longueur (cm) | 29 | Unité nue / Longueur (cm) | 29.7 |
| Unité emballée / Poids (kg) | 0.214 | Unité nue / Poids (kg) | 0.214 |
| CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES | | | |
| Température mini | NA | Température maxi | NA |
| Humidité mini | NA | Humidité maxi | NA |
| AUTRES CARACTÉRISTIQUES | | | |
| Unité emballée / Quantité | 1 | | |

 19/06/2026 09:32:28 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.